

方法概要

方法名称	S05 多元素标样方法
版本	v7 / draft
工作类型	routine
说明	方法条件、分析谱线和标准点的统一分页验收样例
内容 SHA-256	45ea38a3ac193fb23d67d3884777b60753fb65ffdacfd7b2721a04f03f3aa65b
版本创建时间	2026-08-06T12:24:35.155+00:00

方法条件

CCD 布局	default
启用 CCD	0, 1, 2, 4, 5
色散标定	default
参考波长	253.65 nm
实际参考波长	253.65 nm
参考线宽	21 点
分析单位	ug/g
预激发时间	3 s
采样周期	1 s
采集帧数	20
暗帧数	8
样品重复次数	1
标样重复次数	3
控制样重复次数	1
标准样品	-
最大 ID 偏差	5 %
RSD 检查	是
RSD 阈值	5 %
校准阈值	5 %

质控阈值	0 %
异常阈值	0 %
分角度曝光	
角度 1	0° / averaged / 帧 1-20
分析谱线（7 条）	
1. 基线 253.6500 nm	参考基线；实际 253.6500 nm；启用=是；关键=否；优先级=0；扫描=21点；背景偏移=0点；峰值=最大值/1点；拟合=直线/linear；内标方式=无内标；结果=content ug/g / 2位；有效范围=0.0-9999999.0；超限容差=0.0%
2. Fe 254.0000 nm	分析线；实际 254.0003 nm；启用=是；关键=是；优先级=20；扫描=11点；背景偏移=0点；峰值=最大值/1点；拟合=直线/linear；内标方式=无内标；结果=content ug/g / 3位；有效范围=0.0-1000.0；超限容差=5.0%
3. Mn 255.0000 nm	分析线；实际 255.0003 nm；启用=是；关键=是；优先级=20；扫描=11点；背景偏移=0点；峰值=最大值/1点；拟合=直线/linear；内标方式=无内标；结果=content ug/g / 3位；有效范围=0.0-1000.0；超限容差=5.0%
4. Cr 256.0000 nm	分析线；实际 256.0003 nm；启用=是；关键=否；优先级=10；扫描=11点；背景偏移=0点；峰值=最大值/1点；拟合=直线/linear；内标方式=无内标；结果=content ug/g / 3位；有效范围=0.0-1000.0；超限容差=5.0%
5. Ni 257.0000 nm	分析线；实际 257.0003 nm；启用=是；关键=否；优先级=10；扫描=11点；背景偏移=0点；峰值=最大值/1点；拟合=直线/linear；内标方式=无内标；结果=content ug/g / 3位；有效范围=0.0-1000.0；超限容差=5.0%
6. Cu 258.0000 nm	分析线；实际 258.0003 nm；启用=是；关键=否；优先级=10；扫描=11点；背景偏移=0点；峰值=最大值/1点；拟合=直线/linear；内标方式=无内标；结果=content ug/g / 3位；有效范围=0.0-1000.0；超限容差=5.0%
7. Si 259.0000 nm	分析线；实际 259.0003 nm；启用=是；关键=否；优先级=10；扫描=11点；背景偏移=0点；峰值=最大值/1点；拟合=直线/linear；内标方式=无内标；结果=content ug/g / 3位；有效范围=0.0-1000.0；超限容差=5.0%
标准点（24 个）	
Fe / Fe-STD-1	25.0 ug/g / 启用=是
Fe / Fe-STD-2	50.0 ug/g / 启用=是
Fe / Fe-STD-3	75.0 ug/g / 启用=是
Fe / Fe-STD-4	100.0 ug/g / 启用=是
Mn / Mn-STD-1	25.0 ug/g / 启用=是
Mn / Mn-STD-2	50.0 ug/g / 启用=是
Mn / Mn-STD-3	75.0 ug/g / 启用=是

S05 多元素标样方法

Mn / Mn-STD-4	100.0 ug/g / 启用=是
Cr / Cr-STD-1	25.0 ug/g / 启用=是
Cr / Cr-STD-2	50.0 ug/g / 启用=是
Cr / Cr-STD-3	75.0 ug/g / 启用=是
Cr / Cr-STD-4	100.0 ug/g / 启用=是
Ni / Ni-STD-1	25.0 ug/g / 启用=是
Ni / Ni-STD-2	50.0 ug/g / 启用=是
Ni / Ni-STD-3	75.0 ug/g / 启用=是
Ni / Ni-STD-4	100.0 ug/g / 启用=是
Cu / Cu-STD-1	25.0 ug/g / 启用=是
Cu / Cu-STD-2	50.0 ug/g / 启用=是
Cu / Cu-STD-3	75.0 ug/g / 启用=是
Cu / Cu-STD-4	100.0 ug/g / 启用=是
Si / Si-STD-1	25.0 ug/g / 启用=是
Si / Si-STD-2	50.0 ug/g / 启用=是
Si / Si-STD-3	75.0 ug/g / 启用=是
Si / Si-STD-4	100.0 ug/g / 启用=是